



家族みんなの健康を育む、
おいしくて体にいいこだわりの水を、
毎日たっぷり使っていただけます。

蛇口をひねるだけ……

料理家 栗原心平

「お取り付けいただいたその日から、
末永いお付き合いが始まります。」

安心のメンテナンスシステム

コンピューター管理によるカートリッジ交換システム

おいしい水をお届けして40年余。当社では、購入日や機種など、お客様のデータをコンピューター管理し、カートリッジの交換時期にはお電話でご連絡。^{*}定期交換のお知らせとご都合のよい交換日時をご相談させていただきます。また、交換には当社スタッフ又は販売店が、ご訪問いたします。交換はもちろん、責任を持って点検するメンテナンスシステムです。（サービスエリアのみ）サービスエリア外についてはカートリッジは郵送となります。詳しくはフリーダイヤルでお尋ねください。

^{*}当社にご登録の方。

OSGコンシューマーセンター

OSGコンシューマーセンターでは、専任のスタッフが40年以上に及ぶノウハウを活かして皆さまのご相談にお応えします。交換時期など「ヒューマンウォーター」について、お気軽にご相談ください。

◎転居やご贈答品になさる場合は、前もってフリーダイヤルにお知らせください。

お問い合わせは **0120-065-631**

受付時間/平日 9:00～18:00（土・日・祝日は休み）

「だから私はOSG。」



アルカリイオン整水器

Humanwater

ヒューマンウォーター HU-88

医療機器認証番号 [21700BZZ00195000]

標準価格 **208,000円**（別途消費税）

交換用浄水カートリッジ標準価格 12,000円（別途消費税）

※標準取付工事以外で特価取付をする場合は、別途料金がかかりますのでご了承ください。

■仕様

商品名	ヒューマンウォーター HU-88	ろ過流量 (0.1MPa時)	4.0L/分
医療用具承認番号	21700BZZ00195000	使用可能な最小動水圧	0.07MPa
電源/消費電力	AC100V 2.5A 50/60Hz 250W (最大) 約7.4W (待機時)	浄水	くろ材の種類) 活性炭、中空糸膜 くろ水能力 ^{注1)} 遊離残留塩素 15,000L : 濁り 24,000L 溶解性鉛 6,000L : 総トリハロメタン 6,000L CAT (農薬) 6,000L : 2-MIB (カビ臭) 6,000L くろ材の交換時期の目安 ^{注2)} 1日約41L使用した場合 約12ヶ月 (遊離残留塩素) (除去対象物質によって、交換時期は異なります。また、使用水量、水質によって交換時期の目安が短くなることがあります。)
種類及び名称	器具機械 (83) 医療用物質生成器 連続式電解水生成器	カルシウム添加	強制溶解型添加方式 添加筒内蔵 (電解補助剤として)
本体	く寸法) 幅290mm×奥行き146×高さ330mm く重量) 約7.5kg (満水時)	保護装置	電流ヒューズ 6.3A
給水仕様	切換コック接続 3段階切換式	注1: 家庭用浄水器試験方法 (JIS S 3201) に準拠した試験で除去率80%の値 注2: 本器の性能を維持するために、1年に1回のカートリッジ交換が必要 ※商品の仕様は、改良のため断りなく変更をすることがありますので、ご了承ください。 ※ご使用になる前に取扱い説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。	
電解方式	連続式電解方式 (流量センサー内蔵)		
連続使用最高水温	35℃以下		
使用水圧	0.1～0.5MPa		
電解 (アルカリ使用時)	く吐水量 (0.1MPa時) くろ過水量: 4.0L/分 アルカリイオン水: 3.0L/分 酸性水: 1.0L/分 く吐水比率) アルカリイオン水: 酸性水 3:1 く電解レベル) 標準3段階切換 (電解モード3段階) 計9段階 く連続使用可能時間) 約30分 (標準) 約10分 (強電解モード設定時) く電極洗浄) 毎回の自動逆電洗浄システム		

■使用上のご注意 安全のため必ずお守りください。

- 初めて飲まれる方は、最初のうち中性に近いアルカリイオン水を少量からお飲みください。アルカリイオン水をお使いになる場合は次のことにご注意ください。
 - ・医薬品をアルカリイオン水で飲用しないでください。
 - ・無酸症の方はアルカリイオン水を飲用しないでください。
 - ・飲用して身体に異常を感じたときは、飲用を中止して医師に相談してください。
 - ・医師の治療を受けている方に、特に腎臓に障害のある方や、身体に異常を感じている方は使用前に医師に相談してください。
- 酸性水をお使いになる場合は次のことにご注意ください。
 - ・肌の弱い方やアレルギー体質の方は使用前に医師に相談してください。
 - ・酸性水を使用して肌に異常を感じたときは、使用を中止して医師に相談してください。
- 水道水の水質基準に適合した水で使用してください。

■お求め、お問い合わせは


総発売元

株式会社 OSGコーポレーション

本 社 大阪府大阪市北区天満1丁目26番3号 OSG本社ビル

営業本部 東京都港区三田3丁目13番16号 三田43MTビル7F

<http://www.osg-nandemonet.co.jp/>



機能水研究
振興財団
日本機能水学会
賛助会員



「良水宣言」

美味しく、健やかな水へのこだわりが進化しました。

アルカリイオン整水器

Humanwater

ヒューマンウォーター HU-88



本器は医療用物質生成器として認証 [21700BZZ00195000] を受けており、以下の効能・効果が認められています。

効果・効能 ●アルカリイオン水 (陰極水) を飲用して、胃腸症状の改善に有効です。
(胃腸症状とは、胃もたれや不快感などの胃の症状及び便秘の状態などの腸の症状を言います。)

毎日の元気を育む「おいしい水」活用術。

ヒューマンウォーター



美味しい水

中 強 酸性水

いつもの料理が、素材を活かす水の力で、びっくりするほど美味しくなります。お料理の様々な場面で使い分ければ、シェフ顔負けの腕前があなたのものに。

アルカリ水 (抽出力・溶解力が強い、柔らかさUP)

- 中** ご飯や煮物が軟らかく炊けます。だしや素材の旨みがよく出ます。コーヒーやお茶に使うと抽出力が強くよく出ます。
- 強** すばやくアクが抜けます。

酸性水 (素材を引き締め、揚げ物の衣、麺の茹で水)

健やかな水

弱 中

健康を保つためには、栄養バランスのとれた食事を毎日しっかり食べる必要があります。しかし、胃腸が弱っている、せっかくの食事でも十分に消化吸収されません。

アルカリイオン水(陰極水)を飲用して、胃腸症状の改善に有効です。



安心の水

浄水

浄水は有害な不純物を取り除いた安全な水だから、赤ちゃんのミルクの溶き水としても安心してお使いいただけます。また、お薬の服用にもご使用ください。



美肌の水


酸性水

酸性水(陽極水)はお肌を引き締めます。洗顔に、お風呂に、たっぷりお使いください。



ヒューマンウォーターは暮らしの救世水。

経済的にも断然おトク。



※1:標準価格218,400円÷残留塩素除去能力15,000ℓで換算
※2:カートリッジ代12,600円÷残留塩素除去能力15,000ℓで換算

圧倒的な浄水能力と電解力、洗浄も自動で。

ヒューマンウォーターのこだわりが、高性能・高機能を生み出しました。



洗練されたフォルム、 簡単で使いやすいデザイン

簡単

用途に応じた設定が一目でわかる**簡単操作パネル**
アイコンと用途が表示されて、誰にでも簡単に操作できます。適正水量や洗浄中、カートリッジ交換時期もランプ表示により一目でわかります。

便利

置き場所を選ばない
アルカリイオン水を蛇口に戻して吐水するリターン方式だから、シンクから離れた場所に置くことも可能です。

たっぷり使えます

浄水処理/ろ過水量は、4リットル/分のたっぷり流量。「ちょろちょろしか出ない」といったストレスはありません。アルカリ水も2.4~3リットル。一般のアルカリイオン整水器では実現できない流量です。

